Laboratorní záznam měření LIBS

Praha ÚFCH JH 18. – 23. srpna 2016 Měřeno pomocí Ar-F excimerovém laseru a Nd-YAG laseru **Měření spekter – horniny AFRIKA 1995 – Praha 20. 8. 2016**

P. č.	Označení vzorku	Název souboru	Snímek vzorku	Poznámky k měření	Další poznámky
1	A47	A47-bod01 až bod04		atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	
		A47-bod05-vacuum až bod08		vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru

2	A17	a17-bod01 až bod05	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	
		a17-bod06-vacuum až bod10	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru bod 10 – světlá část vzorku
3	A12	a12-bod01 až bod07 bod05-07 tmavé podélné zrno	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	

		a12-bod08-vacuum až bod15 bod08 tmavé zrno bod09 ještě to šedé bod10-11 v zrnu bod12 mimo zrno	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru
4	A01	a01-bod01 až bod05	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	čerstvý lom – povrch
		a01-bod06-vacuum až bod11 bod10 a 11 – zoxidovaný povrch	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru

5	5 A20	a20-bod01 až bod03	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	silicit – červený – "lupínek"
		a20-bod04-vacuum až bod07- vacuum	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, bod06 - amp. 3800 bod07 - amp. 3200	evakuace na 1,7 torru
6	A18	a18-bod01 až bod04	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3400	

	a18-bod05-vacuum až bod08- vacuum	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3400	evakuace na 1,7 torru

Laboratorní záznam měření LIBS

Praha ÚFCH JH 18. – 23. srpna 2016 Měřeno pomocí Ar-F excimerovém laseru a Nd-YAG laseru **Měření spekter – horniny AFRIKA 1995 – Praha 22. 8. 2016**

P. č.	Označení vzorku	Název souboru	Snímek vzorku	Poznámky k měření	Další poznámky
1	A11	A11-bod01 až bod05		atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	
		A11-bod06-vacuum až bod09		vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,4 torru

2	A04	A04-bod01 až bod05	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	
		A04-bod06-vacuum až bod10	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,4 torru
3	A90	A90-bod01 až bod04 mimo zrno – tmavší silicit	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	

		A90-bod05-zrno až bod09 05-08 v zrně 09 – na hraně vzorku	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	
		A90-bod10-vacuum až bod13 mimo zrno	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru
		A90-bod14-zrno-vacuum až bod18 bod14 v zrně	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,6 torru
4	A02	A02-bod01 až bod05	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3400	

		A02-bod06-vacuum až bod10	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,3 torru
5	A03	A03-bod01 až bod05	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	
		A03-bod06-vacuum až bod10	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	evakuace na 1,4 torru

6	VZOREK	vzorek-bod01 až bod04	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3800	01-02 stejné místo 03-04 stejné místo
7	A08	A08-bod01 až bod10	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3400	měřeno zdola nahoru každý bod měřen dvakrát

		A08-bod11-vacuum až bod22-vacuum	vakuum vzduch VRCH	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600	měřeno shora dolů každý bod měřen dvakrát
8	Keramika (tmavá)	keramika-bod01 až bod04 keramika-bod05-20opak		atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování	

		keramika-bod06-vacuum až bod10-vacuum keramika-bod10-vacuum-20opak	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování	
9	Keramika (světlá keramika) – keramika 2	keramika2-bod01 keramika2- bod04 keramika2-bod05-20opak	atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 μs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování	
		keramika2-bod06-vacuum až bod09 keramika2-bod10-vacuum- 20opak	vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 jednou 20 opakování	